

## FlashCut™ TaqI

REF: MF02801



同裂酶: TthHB8I

⚠注: 同裂酶对于不同的甲基化修饰也许具有不同敏感性。



### 储运条件

-20°C

### 产品组成

组分 / 规格	MF02801S
FlashCut™ TaqI	100 µl
10× FlashOne™ Buffer	250 µl
10× FlashOne™ Color Buffer	250 µl
6× Loading Buffer	500 µl

### 产品简介

FlashCut™ 快速内切酶是一系列经过基因工程重组、能够在 5~15 分钟内精确完成 DNA 切割的限制性内切酶, 适用于质粒 DNA、PCR 产物或基因组 DNA 等的快速酶切。FlashCut™ 快速内切酶具有如下特点: 5~15 分钟内即可完成酶切; 共用一种酶切 Buffer, 大大简化酶切反应体系; 良好的酶活冗余度, 轻松应对底物过量或困难模板酶切。此外, 莫纳去磷酸化、连接试剂在 FlashOne™ 酶切 Buffer 中具有 100% 活性, 支持一管化反应, 提升“酶切 - 修饰 - 连接”的体验。

### 建议反应条件

1× FlashOne™ 缓冲液;

65°C 温育;

参照“DNA 快速酶切流程”配制反应体系。

### 失活条件

不可热失活, 请使用酚氯仿抽提或柱纯化。

### 质量控制

#### 功能活性检测

最适反应温度下, 在 20 µl 反应体系中, 1 µl FlashCut™ TaqI 能够在 15 min 内完全消化 1 µg λDNA (Dam<sup>r</sup>)。

#### 超长时间温育检测

最适反应温度下, 将 1 µl FlashCut™ TaqI 与 1 µg λDNA (Dam<sup>r</sup>) 共同温育 3 h, 未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特异性降解, 延时酶切可能出现星号活性。

#### 酶切 - 连接 - 再酶切检测

最适反应温度下, 使用 µl FlashCut™ TaqI 消化底物, 回收酶切产物。在 22°C 下使用适量 MonClone™ Fast T4 DNA Ligase 可以将酶切产物重新连接。将连接产物再次回收后, 使用相同的内切酶可以重新切开连接产物。

#### 非特异性内切酶活性检测

最适反应温度下, 将 1 µl FlashCut™ TaqI 与 1 µg 超螺旋质粒 DNA 共同温育 4 h, 使用琼脂糖凝胶电泳检测, 质粒 DNA 仍然处于超螺旋状态。

### 图标注释

- ⚡ 快速内切酶, 可在 5~15 min 内完成反应
- 65 最适反应温度为 65°C
- Dam 受 Dam 甲基化影响, 序列可能重叠, 剪切阻断
- No 不可热失活
- ★ 3 h 温育未表现星号活性, 延时酶切可能出现星号活性

☎ 400-928-3698

莫纳生物科技有限公司  
Monad Biotech Co., Ltd.

E-mail: support@monadbiotech.com  
Web: www.monadbiotech.com



Simply Discover More

## 使用方法

### 1. DNA 快速酶切流程

① 在冰上按如下建议的加样顺序配制反应体系：

	质粒 DNA	PCR 产物	基因组 DNA
ddH <sub>2</sub> O	15 $\mu$ l	16 $\mu$ l	30 $\mu$ l
10 $\times$ FlashOne™ Buffer 或 10 $\times$ FlashOne™ Color Buffer	2 $\mu$ l	3 $\mu$ l <sup>a</sup>	5 $\mu$ l
底物 DNA	2 $\mu$ l (up to 1 $\mu$ g)	10 $\mu$ l (~0.2 $\mu$ g)	10 $\mu$ l (5 $\mu$ g)
FlashCut™ TaqI	1 $\mu$ l	1 $\mu$ l	5 $\mu$ l
Total	20 $\mu$ l	30 $\mu$ l	50 $\mu$ l

a. 本体系适用于经过纯化的 PCR 产物酶切。未纯化的 PCR 产物具备一定的离子强度，10 $\times$  FlashOne™ Buffer 加入量可适当减少至 2  $\mu$ l。但由于 DNA 聚合酶同时具有外切酶活性，会影响酶切产物，因此如下一步需进行克隆等操作，建议酶切前对 PCR 产物进行纯化。

- ② 轻柔吸打或轻弹管壁以混匀（切勿涡旋），然后瞬时离心以收集挂壁液滴；
- ③ 65°C 温育 15 min（质粒），或 15~30 min（PCR 产物），或 30~60 min（基因组 DNA）；
- ④ 酚氯仿抽提或柱纯化（可选）。

### 2. 双酶切或多酶切

- ① 每种快速内切酶的用量为 1  $\mu$ l，并根据需要适当扩大反应体系；
- ② 所有快速内切酶的体积总和不得超过总反应体系的 1/10；
- ③ 如果所用的几种快速内切酶的最适反应温度不同，应先以最适温度低的酶开始酶切，再添加最适温度较高的酶，在其最适反应温度下进行酶切反应。

### 3. 适用于质粒的扩大反应体系

DNA	1 $\mu$ g	2 $\mu$ g	3 $\mu$ g	4 $\mu$ g	5 $\mu$ g
FlashCut™ TaqI	1 $\mu$ l	2 $\mu$ l	3 $\mu$ l	4 $\mu$ l	5 $\mu$ l
10 $\times$ FlashOne™ Buffer 或 10 $\times$ FlashOne™ Color Buffer	2 $\mu$ l	2 $\mu$ l	3 $\mu$ l	4 $\mu$ l	5 $\mu$ l
Total	20 $\mu$ l	20 $\mu$ l	30 $\mu$ l	40 $\mu$ l	50 $\mu$ l

▲ 注：如果总反应体系大于 20  $\mu$ l，应适当增加温育时间，尽量使用水浴、金属浴或沙浴。

## 不同 DNA 中的酶切位点数量

$\lambda$ DNA	$\Phi$ X174	pBR322	pUC57	pUC18/19	SV40	M13mp18/19	Adeno2
121	10	7	4	4	1	12	50

## 甲基化修饰影响

Dam	Dcm	CpG	EcoKI	EcoBI
序列可能重叠 剪切阻断	无影响	无影响	无影响	无影响

## 在不同反应缓冲液中的活性

	Monad FlashOne™ Buffer	Thermo Scientific FastDigest Buffer	NEB CutSmart® Buffer	Takara QuickCut™ Buffer
活性	100%	100%	无此酶	100%

▲ 注：活性数据来自 Monad 限制酶标准反应体系下的检测。

## 注意事项：

酶切后进行琼脂糖凝胶电泳验证时，建议添加上样体积 1/5 的 6 $\times$  Loading Buffer 至 Loading Buffer 终浓度为 1 $\times$ ，可以有效地分离酶与核酸，避免跑胶条带异常。

☎ 400-928-3698

莫纳生物科技有限公司  
Monad Biotech Co., Ltd.

E-mail: support@monadbiotech.com  
Web: www.monadbiotech.com



Simply Discover More