

PE60401

Monad

For Research Use Only

产品名称：快速半干转印系统
 产品货号：PE60401
 规格型号：TBT Turbo
 产品序列号：
 生产日期：
 电源输入：AC100-240Vac, 50Hz, 100W, MAX
 生产企业名称：莫纳（苏州）生物科技有限公司
 生产地址：苏州工业园区杏林街78号
 新兴产业工业坊13-A
 400-928-3698
 www.monadbiotech.com



仪器机身标签 65x45mm

Monad

For Research Use Only

产品名称：快速半干转印系统
 产品货号：PE60401
 规格型号：TBT Turbo
 产品序列号：
 生产日期：
 电源输入：AC100-240Vac, 50Hz, 100W, MAX
 生产企业名称：莫纳（苏州）生物科技有限公司
 生产地址：苏州工业园区杏林街78号
 新兴产业工业坊13-A
 400-928-3698
 www.monadbiotech.com



仪器包装箱标签 85×70 mm

颜色

C: 100
 M: 60
 Y: 0
 K: 0

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

项目 数值	◎					角度 (f, m)	
	精密f	中等m	粗糙c	最粗v			
0~6	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5		0~10	±1°
>6~30	±0.1	±0.2	±0.5	±1		> 10~50	±30'
>30~120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5		> 50~120	±20'
>120~400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5		> 120~400	±10'
>400	±0.3	±0.8	±2	±4		> 400	±5'

					莫纳（苏州）生物科技有限公司				
					PE60401- TBT Turbo 快速半干转印系统-标签				
标记	处数	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		数量	重量	比例
设计			标准化						1:1
校对									
审核			批准						2026.05
工艺					共 张 第 张		版本号		V1